

IKA

designed for scientists



IKA ICC basic

恒温循环器



使用说明

ZH



序号	名称
1	操作面板和显示屏
2	电源开关
3	电源插口
4	浮标
5	加热盘管
6	支架
7	Pt 100 + Pt 1000温度传感器
8	把手
9	风扇
10	RS 232端口
11	USB端口
12	夹钳
13	电源线夹钳

目录

页码

欧盟标准(EU)符合性声明	4
警示符号说明	4
安全说明	4
一般信息	4
浴液	5
正确使用	6
应用	6
使用区域	6
开箱	6
开箱	6
交货清单	6
实用信息	6
准备工作	7
安装	7
加液和排空	7
浴液(IKA浴液标准信息)	8
操作面板和显示屏	9
调试	10
设置安全温度	10
菜单设置	11
菜单结构	11
菜单选项设置导航	11
操作模式(MODE)	11
最高温度(HI T)	11
最低温度(LO T)	11
最高转速(HI R)	11
最低转速(LO R)	11
浴液(FLUI)	11
温度控制类型(AUTO)	11
警示和按键音(BEEP)	12
标定(CALI)	12
接口和输出	13
清洁维护	15
错误代码	15
选配件	16
技术参数	17
保修	18
泵的性能曲线	18

欧盟标准(EU)符合性声明

我们声明本产品符合2014/35/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU和2011/65/EU相关规定并符合下列标准和规范: EN 61010-1, EN 61010-2-010, EN 61326-1, EN 60529, DIN 12876-1和EN ISO 12100。

完整版本欧盟标准(EU)符合性声明可通过sales@ika.com索取。

警示符号说明



危险

表示会产生直接伤害的情况, 如果不加以避免将导致死亡或严重人身伤害。



警告

表示会产生潜在伤害的情况, 如果不加以避免将导致死亡或严重人身伤害。



小心

表示会产生潜在伤害的情况, 如果不加以避免将导致人身伤害。



注意

提示实际应用, 如果不加以避免将导致仪器受损。



警告

小心高温!



表面高温

安全说明

一般信息:

- 操作仪器前请认真阅读本使用说明并遵守安全操作规范。
- 请将本使用说明放置于使用者方便查阅的地方。
- 确保只有受过相关训练的人员才能操作本仪器。
- 请遵守安全规范、人身安全和事故防止等相关规范。
- 将仪器放置于宽敞、平坦、平稳、清洁、防滑、干燥、防火的台面。
- 请勿在易爆的环境操作使用本仪器, 请勿使用本仪器处理危险的介质。
- 确保仪器和配件免受挤压和碰撞。
- 使用前请检查仪器和配件并确保无损, 请勿使用损毁的仪器和配件。
- 只有使用“选配件”列表中的配件才可确保安全操作。
- 电源插座必须易于操作。
- 电源插座必须接地保护。
- 输入电压必须与仪器铭牌上标示的电压一致。
- 只有拔下仪器电源插头才能完全切断电源。
- 安装、更换配件和零部件时必须首先断开电源。
- 清洁维护或者移动仪器时必须首先断开电源。
- 即使在维修时, 也只有经过专门培训的专业人员才能

打开仪器。打开仪器前, 请拔下电源。仪器拔下电源后内部某些带电部件可能仍处于带电状态。



注意

为确保安全操作, 塞盖或者其他可从仪器上移走的零部件(选配件除外)须重新安装到位。这可防止例如液体、外部物体等进入仪器。

- 仪器只能按照使用说明中的规定和指引使用, 包括只有经过专业培训人员才能操作本仪器。
- 在处理危险的或者有害的物料时, **IKA**建议额外采取一些合适的措施确保实验的安全性, 例如操作人员可以使用一些防火、防爆的措施或者全面的监控设备。
- 处理病原体介质时, 请使用密闭容器并在合适的通风橱中进行。如有其他问题, 请联系**IKA**应用人员。



警告

如果仪器的安装或放置场所无法确保电源关闭开关可被随时关闭, 必须在工作区域安装操作便利的紧急关闭开关。

- 实验室循环水浴可根据特定的参数对介质加热及循环，涉及高温、燃烧以及由于仪器的电能输入引起其他危险。通过仪器的相关标准，用户可以得到大多数情况下的保护。根据控温介质的种类，可能出现进一步的危险，例如超过或者低于某一特定的温度阈值，或者由于容器的破裂或者由于与导热介质的反应。我们无法预料所有可能发生的危险。其他一些事故很大程度上受操作者的判断影响，用户应负责。因此，用户有必要采取其他的安全措施。
- 通风不良可能导致形成爆炸性混合物。仅在通风良好的地方使用该设备。

警告 安全回路(安全温度)的设置必须确保即使在出现故障时也不能超过介质许可的最高温度。定期检查安全回路(见“设定安全温度”部分)。

- 使用时，将**ICC**浸入式循环器牢固的固定于浴槽，以防倾倒。
- 使用合适的软管连接。
- 软管安装时避免打滑和扭结。
- 定期检查连接管和浴槽以防材料老化(破裂和渗漏)。
- 当设备被用于外部循环时，必须采取额外的预防措施，防止由于软管的损坏导致高温介质泄漏。

危险 当仪器出现下列情况时，请勿启动仪器：

- 损坏或渗漏
- 线缆(不仅仅是电源线)损坏。

- 向高温浴槽中添加液体是请小心。

警告 在高温工作时，壳体部分，表面和连接管的温度可能超过70°C。

警告 触摸加热器非常危险。加热器的温度可能很高。

- 操作中，电源故障恢复供电时，该仪器可能会自动启动(取决于操作模式)。
- 运输仪器时要小心。
- 不要在仪器处于高温状态时运输或清空浴槽。否则可能导致烫伤。

警告 为防止电源线掉入浴液，必须使用电源线固定夹(13, 见Fig. 2)将电源线固定

浴液:

警告 请小心由于沸腾延迟带来的危险!

警告 仅使用满足安全、健康和仪器需要的浴液。请注意使用的浴液可伴有化学危害，遵守浴液的所有安全警告。

- 根据所使用的浴液和操作的类型，有可能出现有毒或易燃蒸汽；确保相匹配的排风。
- 请勿使用任何在操作过程中有可能造成危险反应的浴液。
- 只能使用推荐的浴液。只能使用非酸性和非腐蚀性浴液。

警告 只能处理和加热闪点高于所设安全温度的介质。安全温度上限必须至少低于所用液体的闪点25°C。定期检查的安全温度限制器的功能。

注意 当仪器中液体不足时请勿操作！确保仪器与浴槽的最小间歇以及浸入浴液的最小浸入深度。请定期检查液位(见“加液和排空”部分)。

- 持续监测浴槽中所需的液位。
- 为了达到最佳的温度稳定性，浴液粘度在其最低操作温度时应为50mm²/s或更低。这有利于更好的循环，并减少从泵的加热。

注意 用水作为高温加热介质时，水蒸气的凝结会使介质严重损失。

- 未经处理的自来水不推荐使用。建议使用蒸馏水或高纯度的水(经离子交换)并加0.1克碳酸钠(碳酸钠Na₂CO₃的)/升，以降低腐蚀性。

警告 小心流经冷却盘管出口的高温蒸汽或热水烫伤的危险。

注意 浴槽温度>95°C时，冷却盘管中请勿使用水。

注意 浴槽温度>60°C，确保通过冷却盘管中的介质流速足够高。

**注意**

请勿使用以下介质:

- 未经处理的自来水
- 酸或碱类液体
- 卤化物的溶液: 氯化物, 氟化物, 溴化物, 碘化物或硫
- 漂白水(次氯酸钠)
- 铬酸盐或铬盐的溶液
- 甘油
- 亚铁水。

**注意**

当导热介质从水改为到100°C以上的导热介质时, 须除去整个系统(包括软管和外部设备)中剩余的水。排空水时, 打泵的入水口和出水口的塞子和接头螺母, 并从进水口和出水口吹入压缩空气。谨防由于沸腾延迟导致烫伤!

正确使用

应用:

使用 **ICC (Immersion Circulator Compact)**用于加热和循环液体。

设计用途:台面仪器。

使用区域:

仪器适用于类似于研发、教学、商业和工业实验室的室内环境下使用。

出现下列情况时我们将无法确保使用者的安全:

- 如果使用了非厂家提供或推荐的选配件;
- 如果仪器操作有误或者违反了厂家的操作规范;
- 如果仪器或者电路板被第三方非法修改。

开箱

开箱:

- 请小心拆除包装并检查仪器;
- 如果发现任何破损, 请填写破损报告并立即通知货运公司。

交货清单:

- **ICC baisc**
- 电源线
- USB 2.0数据线(A-micro B)
- 螺丝刀(用于调节安全回路)
- 用户指南
- 保修卡。

**注意****运输安全:**

移除浮标(4)下方的运输保护泡沫。

实用信息

当浴槽操作温度高于60 °C情况下操作仪器时, 在温度低于 60 °C 之前不要关闭设备。水蒸汽可能进入仪器外壳并造成损坏。

从软件版本 1.30 开始, 仪器在切换至待机状态(通过按下On/Off按键(A))时, 内部风扇仍然可以继续运转, 以避免蒸汽进入仪器内部并导致仪器损坏。

请勿断开电源线或通过按电源开关 (2) 关闭设备。

或者, 也可将 **ICC** 仪器从浴槽中取出。

请更新固件以启用新功能(参见”接口和输出”部分)。

注意:使用较旧版本的仪器时, 让泵运行至水温低于60°C。

准备工作

安装:

- 将浸入式恒温器固定在浴槽上。
- 将仪器放置在平坦、稳定、清洁、防滑、干燥和防火的台面。
- 仪器前后请保持至少20 cm的间距。
- 如果使用塑料浴槽, 确保加热盘管不可接触浴槽。
- 仪器安放场所必须足够大并可提供足够的通风, 从而不会因仪器发热引起周边温度的升高。
- 不可将仪器放置于热源附近, 也不可将仪器暴露在阳光下。

加液和排空:

- 接入电源插头并打开仪器电源开关(2)。
- 低液位警示信息出现在屏幕上。
- 向浴槽内加入浴液。

注: 请注意屏幕上的液位信息:



低液位



高液位

排空浴液时, 请参考浴槽相关使用说明。


浴液(IKA浴液标准信息)

序号	IK A名称	开口浴槽应用操作温度范围 (°C)	闭口浴槽应用操作温度范围 (°C)	安全温度 (°C)	闪点 (°C)
0	CF.EG28.N10.80.8	-10 ... 80	-10 ... 80	90	115
1	CF.EG39.N20.80.16	-20 ... 80	-20 ... 80	90	115
2	CF.EG44.N25.80.19	-25 ... 80	-25 ... 80	90	115
3	CF.EG48.N30.80.22	-30 ... 80	-30 ... 80	90	115
4	UF.Si.N30.150.10LV	-30 ... 130	-30 ... 150	145 ^①	>170
5	HF.Si.20.200.50	20 ... 200	20 ... 200	255	>280
6	HF.Si.20.250.50A	20 ... 200	20 ... 250	255	>280
7	水 ^②	5 ... 95	5 ... 95	-	-
8	自定义 ^③				

根据应用, 检查浴液的匹配性。

IK A浴液的命名:

CF.EG28.N10.80.8 --



(1) 种类:

HF (Heating Fluid): 加热介质
CF (Cooling Fluid): 冷却介质
UF (Universal Fluid): 通用介质

(2) 化学成份:

Si (Silicone oil): 硅油
EG (Ethylene Glycol): 乙二醇

(3) 温度范围: (最低温度.最高温度)

N (Negative Temperature): 负温

(4) 粘度:

25 °C时加热介质(Heating Fluid)的粘度
-20 °C时冷却介质(Cooling Fluid)的粘度
25 °C时通用介质(Universal Fluid)的粘度

动力粘度[mPa·s]是运动粘度[mm²/s]和介质密度[kg/m³]除以1000的乘积。

(5) 其他信息:

A (Oil Additives): 油添加剂
LV (Low Viscosity): 低粘度

^① 注:适用于开口浴槽的应用!

^② 注:自来水不适合于实验, 因为碳酸钙含量可能会导致钙化。由于具有腐蚀性, 高纯度的水(经离子交换)和蒸馏水或重蒸水不适合于操作。高纯度的水和馏出水每升加入0.1克苏打(碳酸钠, 碳酸钠)可作为浴液使用。

^③ 注:操作温度范围限制根据所选浴液可调。

操作面板和显示屏




Fig. 3

序号	名称	功能
A	开关按键:	打开关闭仪器。
B	可调安全回路:	使用随机附带螺丝刀调节安全温度限制。
C	LED显示屏:	显示设定值和实际值。
D	“Temp”(温度)按键:	开始/停止加热功能。
E	“Temp (+)”(升温)按键:	升高温度设置。 导航、选择菜单中的设置。
F	“Temp (-)”(降温)按键:	降低温度设置。 导航、选择菜单中的设置。
G	“OK/Pump”(确认/泵)按键:	开始/停止泵的功能。 确认菜单选项。
H	“Pump (+)”(提高泵速)按键:	提高泵速按键。 更改菜单数值设置。
I	“Pump (-)”(降低泵速)按键:	降低泵速按键。 更改菜单数值设置。
J	“Menu”(菜单)按键:	按下该键:显示菜单选项。 再次按下该键:返回工作屏幕。
K	锁定按键LED指示:	指示按键功能被锁定。
L	加热LED指示:	LED亮起提示加热功能被激活。
M	设定LED指示:	显示设定值时,该LED指示灯亮起。
O	锁定/解锁按键:	锁定/解锁按键。

调试

开机前请检查电源电压是否与仪器铭牌上要求电压一致。



电源插座必须接地保护。

如果符合上述条件，插上电源即可开启仪器进行操作。
如果上述条件未能满足，将无法保证安全操作，有可能导致仪器损坏。

注意“技术参数”中所列的周边条件(温度、湿度等)。

打开仪器背部电源开关(2)或者按下电源键(A)，所有LED显示在机器自检时亮起。

然后，以下屏幕交替显示：

①



开机

②



软件版本(ver)

③



操作模式(mode)

④



安全温度(safe)

⑤



工作设置

仪器准备就绪，进入待机状态。

⑥



⑦



使用“Temp (+)”按键(E)或者“Temp (-)”按键(F)更改温度设置。

使用“Pump (+)”按键(H)或者“Pump (-)”按键(I)更改泵的转速设置。

在待机状态按下“Temp”按键(D)，开启加热功能，仪器开始加热，同时泵开始转动。

在工作状态按下“OK/Pump”按键(G)停止泵的工作，加热功能和泵都停止。

注:仪器运行时，泵的转速根据负载自动调整。当实际转速未达到设定转速时，实际转速和设定转速交替显示在屏幕上。

在待机状态下按下“OK/Pump”按键(G)开启泵的工作，加热功能不被开启。

在工作状态按下“Temp”按键(D)，停止加热功能，泵保持运转。

仪器的控制元素可通过按下按键(O)锁定，以防止无意中更改设置，LED指示灯(K)亮起。

再次按下按键(O)，控制元素被解锁，LED指示灯(K)熄灭。

设置安全温度

再使用随机附带的螺丝刀调节仪器的安全温度。

Fig. 4



安全温度出现在屏幕上。



安全温度 (safe)

出厂设置: 约为最大值

调节范围: 0 – 160 °C

警告:安全温度设置必须低于所用介质闪点至少25 °C。

菜单设置

• 菜单结构:

		默认设置		
Menu	模式(MODE)	A -----	激活	
		B -----	-	
		C -----	-	
	最高温度(HI T) -----	150 °C		
	最低温度(LO T) -----	-20 °C		
	最高转速(HI R) -----	3200 rpm		
	最低转速(LO R) -----	1000 rpm		
	液体类型(FLUI) -----	8		
	温度PID控制算法类型(AUTO)	AUTO 1 -----	激活	
		AUTO 0	PID比例系数(Kp 1) -----	15.0
			PID积分时间(Ti 1) -----	5.00
			PID微分时间(Td 1) -----	5.0
	警报和按键音 (BEEP)	BEEP 0 -----	-	
		BEEP 1 -----	激活	
	标定 (CALI)	CALI 0 -----	激活	
CALI 2 -----		-		
CALI 3 -----		-		

• 菜单选项设置导航:

- 按下菜单(Menu)按键(J)进入菜单。
- 按下“Temp (+)”按键(E)或“Temp (-)”按键(F)更改所选菜单项。
- 按下“Pump (+)”按键(H)或“Pump (-)”按键(I)更改菜单数值设置。
- 按下“OK/Pump”按键(G)确认菜单设置。

• 操作模式(MODE):



模式(Mode)A: 电源中断重新供电后, 仪器功能不会自动重启。

模式(Mode)B: 电源中断重新供电后, 仪器功能自动重启与否取决于之前的设置。

模式(Mode)C: 设定值(A或B模式设定值)不能更改。电源中断重新供电后, 仪器功能自动重启与否取决于之前的设置。

• 最高温度(HIT):



可调最高温度: 150° C。该数值也被所选定的浴液所限制(参考“浴液”)。

注:最高数值受设定的安全温度限制。

• 最低温度(LO T):



可调最低温度: -20 °C。

• 最高转速(HI R):



可调最高转速值: 3200 rpm。

• 最低转速(LO R):



可调最高转速值: 1000 rpm。

• 浴液(FLUI):



所选的浴液(号码)温度设置有所限制。具体请参考“浴液(IKA 浴液信息)”部分。

• 温度控制类型(AUTO):



AUTO 1:

AUTO 1为默认设置。默认的PID设置将被自动采用。在**AUTO 1**控制下加热曲线如下:




Fig. 5

AUTO 0:

特殊需求时,可使用**AUTO 0**模式手动调整控制参数。当选用了PID控制(**AUTO 0**)选项,如下包含的**Kp 1**, **Ti 1**以及**Td 1**可以设置。否则这些系数将不在菜单中显示。

注:设置不当,可能出现以下加热曲线:




Fig. 6

PID比例系数(Kp 1)



比例系数**Kp**为控制器放大器,并决定了控制偏差(目标温度和实际温度之间的差)的强烈程度,直接影响到控制变量(加热时间)。**Kp**值太大可能会导致控制器过冲。

PID积分时间(Ti 1)



积分时间**Ti (s)**为校正时间,并决定了控制偏差影响控制变量的强烈程度。**Ti**可以补偿已有的控制偏差。较高的**Ti**意味着对控制变量较小和较慢的影响。**Ti**数值太小可能导致控制器的不稳定。

PID差分时间(Td 1)



差分时间**Td (s)**为微分时间,并决定了控制偏差变化速率影响控制变量的强烈程度。**Td**可以补偿快速的控制偏差。较高的**Td**意味着对控制变量较小和较慢的影响。**Td**数值太小可能导致控制器的不稳定。

• 警示和按键音(BEEP):



BEEP 0: 无警示和按键音

BEEP 1: 警示和按键音被激活



• 标定(CALI):

CALI 0: 复位标定

CALI 2: 2点标定

CALI 3: 3点标定。

举例:2点标定:

将参比温度计的传感器浸入浴槽的浴液中。

在菜单中设置为2点标定,按下“OK/Pump”(确认/泵)按键(**G**)开始2点标定。



使用“Pump (+)”按键(**H**)或者“Pump (-)”按键(**I**)设定第一点的温度(第一步,比如80°C)。按下“OK/Pump”按键(**G**)确认设置。



屏幕左侧区域显示温度设定值(80°C), 右侧显示实际温度测量值。设定(Set)LED指示(M)闪烁。



仪器开始按照设定值进行控制。当温度达到设定值并且稳定时, 设定(Set)LED指示(M)停止闪烁, 以下屏幕出现。仪器的测量温度出现在屏幕的左侧。



使用“Pump (+)”按键(H)或“Pump (-)” 按键(I)按照参比温度计输入标定值, 例如80.2°C。



按下“OK/Pump”按键(G)确认设置。

按下“Temp”按键(D)可返回之前屏幕输入新的设定值。



Back

OK

第一点的标定完成。

其他点的标定可用同样的方式进行。

接口和输出

本仪器可通过RS 232 (10) 或者USB接口(11)连接电脑, 使用实验室软件 labworldsoft® 进行远程(Remote)控制。仪器软件也可以使用电脑通过连接USB或者RS 232接口进行升级。

注: 请注意实验室软件系统所需的使用条件、使用说明以及帮助系统。

USB 接口:

通用串口(USB)系统用于将仪器与电脑连接。支持(USB)的设备可以在运行过程中相互连接(热插拔)并且自动识别所连接的仪器及其属性。

USB 驱动:

首先通过USB接口从:

<http://www.ika.com/ika/lws/download/usb-driver.zip>

下载最新的驱动程序。然后使用USB数据线连接仪器和电脑。

数据通信通过虚拟COM端口进行, 配置、指令和虚拟COM端口的指令如RS 232接口中所述。

注意: Windows 10系统不需要USB驱动, 请勿在Windows 10系统安装该驱动!

串行接口RS 232

配置

- 按照DIN 66 020 第 1部分, 仪器和自动控制系统间接口符合EIA标准。
- RS 232标准接口电子属性和信号分配符合DIN 66 259 标准第1部分。
- 传输过程: 非同步起止模式。
- 传输类型: 全双工通信制式。
- 特征形式: 特征表现符合DIN 66 022数据格式的起止模式, 1起始位; 7特征位; 1奇偶位; 终止位。
- 传输速率: 9600 bit/s。
- 数据流控制: 无。
- 存取程序: 只有电脑发出需求指令时, 仪器才会将数据传输至电脑。

指令语法和格式:

下列为适用于命令设置指令和语法:

- 指令通常从电脑(Master)传输至仪器(Slave)。
- 只有电脑发出需求指令时仪器(Slave)才会向电脑(Master)发出信息。即使故障信息也不会自动从仪器发送至电脑。
- 指令以大写字母的形式传输。
- 命令和参数(含连续参数)通过至少一个空格分开(代码: hex 0x20)。
- 每个独立的命令(含参数和数据)以及反馈都以空的CR LF终止(代码: hex 0x20 hex 0x0d hex 0x20 hex 0x0A) 并且最大长度为 80 个字符。
- 十进制分隔符表现为数字的“点”(.) (代码: hex 0x20E)。

上述指令指令以尽可能的接近NAMUR工作组的推荐规范(NAMUR推荐的用于实验室控制设备电子元器件模拟输出和信号传输的接口, rev. 1.1)。

NAMUR 指令和其他 IKA 指令在仪器和电脑之间的信息传递过程中仅仅是低级的命令。利用合适的终端程序或信息程序可以将这些指令直接传输到仪器。IKA 实验室软件可以方便的控制仪器并可在Windows界面下收集信息, 包括绘制特征图, 马达转速曲线等。

指令:

NAMUR指令	功能
IN_PV_2	读取内部实际温度。
IN_PV_3	读取安全回路实际温度。
IN_PV_4	读取泵的实际转速。
IN_SP_1	读取内部设定温度。
IN_SP_3	读取安全回路设定温度。
IN_SP_4	读取泵的设定转速。
OUT_SP_1 xxx	设定内部设定温度XXX
OUT_SP_12@n	设定WD安全温度及设定值回馈。
OUT_SP_4 xxx	设定泵的转速XXX
OUT_SP_42@n	设定WD安全转速及设定值回馈。
OUT_WD1@n	开始监控模式1并将“看门狗(Watchdog)”时间设置为n(20...1500)秒。 “看门狗(Watchdog)”给回反馈时间。 当WD1出现意外,加热和泵功能停止并显示PC 1代码。 该指令必须在“看门狗时间(Watchdog time)”内发送。
OUT_WD2@n	开始监控模式2并将“看门狗(Watchdog)”时间设置为n(20...1500)秒。 “看门狗(Watchdog)”给回反馈时间。 当WD2出现意外,加热和泵功能停止并显示PC 2代码。 该指令必须在“看门狗时间(Watchdog time)”内发送。
RESET	复位PC控制并停止仪器功能。
START_1	开启控温功能。
START_4	开启泵的功能。
STOP_1	停止控温功能。
STOP_4	停止泵的功能。

PC 1.1数据线:

用于将RS 232接口(10)和电脑连接。





Fig. 7

USB 2.0数据线A - Micro B:

用于将USB接口(11)和电脑连接。



USB micro B

USB A

Fig. 8

仪器软件升级

使用IKA固件升级工具(Firmware update too)可对仪器固件进行更新。

将电脑连接至仪器的USB接口可对仪器进行固件升级。

升级仪器软件前,请首先登陆并进行注册: **MyIKA**。


对您的仪器注册后, **IKA**将会告知您可以升级的仪器。

从**IKA**官网服务(Service)处下载工具 "FWUToolSetup.zip".

清洁维护

本仪器无需特别维护, 只会出现零部件的自然磨损及磨损后可能引起的偶然统计失效。

清洁:



清洁前仪器须断开电源。

清洁仪器时仅可使用**IKA**公司认可的清洁液: 水溶液(含有表面活性剂)和异丙醇。

- 清洁时, 请佩戴防护手套。
- 清洁时, 请勿将电子设备放置于清洁剂中。
- 清洁时, 请勿让潮气进入仪器。
- 使用其他非**IKA**推荐的清洁剂时, 必须向**IKA**公司确保该清洁方式不会对仪器造成损坏。

备件订购:

订购零部件时, 请提供:

- 机器型号
- 序列号, 见铭牌
- 备件的名称和编号, 详见www.ika.com备件图和备件清单
- 软件版本。

维修:

在送检您的仪器之前, 请先清洁并确保仪器内无任何对人健康有害的物料残留。

维修时, 请向**IKA**索取或官方网站(www.ika.com)下载打印并填写“消除污染证明”。

如需维修服务, 请使用原包装箱妥善包装后将仪器寄回。如原包装不存在时请采用合适的包装。

错误代码

故障时, 屏幕提示错误信息。

此时, 按照以下步骤处理:

- ☞ 关闭仪器背部开关,
- ☞ 执行校正措施,
- ☞ 重新开启仪器。

错误代码	影响	原因	解决措施
Err 02	泵关闭, 加热关闭	马达电流超过额定电流	- 降低泵的转速 - 采用低粘度浴液 - 检查泵的叶轮是否卡住
Err 03	泵关闭, 加热关闭	马达电流超过最大电流	- 降低泵的转速 - 采用低粘度浴液 - 检查泵的叶轮是否卡住
Err 04	泵关闭, 加热关闭	马达霍尔信号消失	- 降低泵的转速 - 采用低粘度浴液 - 检查泵的叶轮是否卡住
Err 05	泵关闭, 加热关闭	液位过高	- 检查液位和浮子
Err 06	泵关闭, 加热关闭	液位过低	- 检查液位和浮子
Err 07	泵关闭, 加热关闭	电压过高	- 检查电源
Err 08	泵关闭, 加热关闭	电压过高	- 检查电源
Err 09	泵关闭, 加热关闭	仪器内部温度过高	- 检查周边温度并让仪器冷却

错误代码	影响	原因	解决措施
Err 10	泵关闭, 加热关闭	PC通信失败	- 检查通信数据线
Err 11	泵关闭, 加热关闭	控制温度传感器和安全温度 传感器温差过大	- 检查安全回路和浴液
Err 12	泵关闭, 加热关闭	安全温度报警	- 检查浴槽温度测量
Err 13	泵关闭, 加热关闭	加热器被安全回路关闭	- 检查安全温度设定值和浴液液位
Err 14	泵关闭, 加热关闭	风扇故障	- 检查风扇并清洁仪器背部通风网格

如果上述措施无法排除故障或者出现其他错误代码请采取下列措施:

- 联系售后部门;
- 附简短故障说明, 将仪器送返维修。

选配件

• 管件、软管、管接头、连接器:

- LT 5.20** 金属覆膜软管(绝热, M16 x 1)
- LT 5.21** PTFE软管(绝热, M16 x 1)
- H.PVC.8** PVC软管(内径8mm)
- H.PVC.12** PVC软管(内径12mm)
- H.SI.8** 硅胶软管(内径8mm)
- H.SI.12** 硅胶软管(内径12mm)

• 隔热管:

- ISO. 8** 隔热管(内径8mm)
- ISO.12** 隔热管(内径12mm)

• 浴槽:

- IB eco 8** 塑料浴槽(8 litres)
- IB eco 18** 塑料浴槽(18 litres)
- IB pro 9** 不锈钢浴槽(9 litres)
- IB pro 12** 不锈钢浴槽(12 litres)
- IB pro 20** 不锈钢浴槽(20 litres)

• 伸展架和盖子:

- BS.ICC** 小号伸展架(用于**IB eco 8, IB pro 9**)
- BL.ICC** 大号伸展架(用于**IB eco 18, IB pro 12, IB pro 20**)
- CS.ICC** 小号盖子 (用于**IB eco 8, IB pro 9**)
- CM.ICC** 中号盖子 (用于**IB pro 12**)
- CL.ICC** 大号盖子 (用于**IB eco 18, IB pro 20**)

• 其他选配件:

- PCS.ICC** 泵连接装置
 - PC 1.1** 数据线(RS 232)
- Labworldsoft®*

更多选配件请参考:www.ika.com.

技术参数

额定电压	VAC	230 ± 10 % 115 ± 10 % 100 ± 10 %
频率	Hz	50/60
最大输入功率	W	2100 (230 VAC) 1100 (115 VAC) 860 (100 VAC)
工作温度范围(RT+10 °C,泵转速1000 rpm)	°C	室温(RT) + 10 ... 150
操作温度范围(利用外部冷却水)	°C	- 20 ... 150
温度稳定性 – 内部控温70 °C, 水(根据DIN 12876)	K	± 0.02
温度控制		PID
测温(绝对)准确度	K	± 0.2
温度设置		按键
温度设置精度	K	0.1
温度显示		LED
温度显示精度	K	0.1
分类(根据DIN 12876-1)		类别III(FL)适用于可燃和不可燃的浴液
安全回路(可调)	°C	0 ... 160
安全温度显示		LED
加热功率	W	2000 (230 VAC) 1000 (115 VAC) 760 (100 VAC)
泵速(可调)	rpm	1000 ... 3200
最大泵压力/吸力	bar	0.3 / 0.2
最大流速(0 bar)	l/min	18
低液位保护		有
接口		USB, RS 232
工作制	%	100
保护等级(EN 60 529)		IP 21
保护等级		I
过压类别		II
污染水平		2
允许周边温度	°C	+ 5 ... + 40
允许相对湿度	%	80
尺寸(W x D x H)	mm	145 x 200 x 340
质量	kg	3.75
操作海拔高度	m	max. 2000

注: 符合EN61000-3-11的连接条件: $Z_{max} = 0.282 \Omega$ 。如有必要请联系您的仪器供应商。

技术参数若有变更, 恕不另行通知!

保修

根据IKA公司保修规定本机保修两年;保修期内如果有任何问题请联络您的供货商,您也可以将仪器附发票和故障说明直接发至我们公司,运费由贵方承担。

保修不包括零件的自然磨损,也不适用于由于过失、不当操作或者未按使用说明书使用和维护引起的损坏。

泵的性能曲线

用水作为浴液测得的泵的性能曲线:

(根据DIN 12876-2,用20°C的水作为浴液,泵在闭路状态下测得。)




Fig. 9



designed for scientists

IKA-Werke GmbH & Co. KG

Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Germany

Phone: +49 7633 831-0, Fax: +49 7633 831-98

eMail: sales@ika.de

USA

IKA Works, Inc.

Phone: +1 910 452-7059

eMail: usa@ika.net

KOREA

IKA Korea Ltd.

Phone: +82 2 2136 6800

eMail: sales-lab@ika.kr

BRAZIL

IKA Brazil

Phone: +55 19 3772 9600

eMail: sales@ika.net.br

MALAYSIA

IKA Works (Asia) Sdn Bhd

Phone: +60 3 6099-5666

eMail: sales.lab@ika.my

CHINA

IKA Works Guangzhou

Phone: +86 20 8222 6771

eMail: info@ika.cn

POLAND

IKA Poland Sp. z o.o.

Phone: +48 22 201 99 79

eMail: sales.poland@ika.com

JAPAN

IKA Japan K.K.

Phone: +81 6 6730 6781

eMail: info_japan@ika.ne.jp

INDIA

IKA India Private Limited

Phone: +91 80 26253 900

eMail: info@ika.in

UNITED KINGDOM

IKA England LTD.

Phone: +44 1865 986 162

eMail: sales.english@ika.com

VIETNAM

IKA Vietnam Company Limited

Phone: +84 28 38202142

eMail: sales.lab-vietnam@ika.com

Discover and order the fascinating products of IKA online:
www.ika.com



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide
