



高鐵儀器 精密卓越






 ISO 9001

GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-7001-HC 拉力試驗機專用高低溫箱 Temperature Chamber

本箱配合拉力機使用，適用於橡膠、皮革、彈性布、塑料、金屬等材料在高溫或低溫條件下作拉伸、張力、斷裂、剝離等試驗。

This high/low temperature chamber is used to couple with the proper tensile strength tester for testing the tensile, elongation and peeling strength of specimen under high or low temperature environment.



了解更多產品信息，請登錄我們網站 www.gotech.biz



廣州1977年
高鐵科技股份有限公司

GOTECH TESTING MACHINES INC.
 美國 洛杉磯工業區248號29號
 二樓 洛杉磯工業區248號29號
 TEL: 001-310-8996600 FAX: 001-310-8991553
 網址: www.gotech.com E-mail: gt123@gotech.biz

高鐵檢測儀器(東莞)有限公司

GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.
 地址: 廣東省東莞市石碣鎮石碣東莞利和國際廣場B3-101
 TEL: 0086-0769-8556666-13400889 FAX: 0769-23490699
 E-mail: gt130@gotech.biz 手機: 131-02831580

高特威爾檢測儀器(青島)有限公司

GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.
 地址: 中國青島市市北區海泊河路52號海泊大商廈1801室-808室
 TEL: 0086-0532-8531956 8531957 FAX: 0532-8531954
 E-mail: gt-q101@gotech.biz 手機: 13708607111

型號 Model	GT-7001-H	GT-7001-C3	GT-7001-C8
控溫方式 Temp. control	平衡罐濕熱箱 PID方式控溫 Balancing system with PID control		
溫度控制系統 Temp. controller	選擇配製人機界面 Controller (man-machine interface) is optional		
溫度範圍 Temp. range	RT~250°C	-50°C~RT	-60°C~RT
溫度精度 Temp. accuracy	±1°C		
升溫速度 Heating speed	RT~250°C:40min	-30°C~RT:30min	-60°C~RT:30min
降溫速度 Cooling speed		RT~-40°C:30min	RT~-60°C:30min
加熱方式 Heating mode	平衡罐濕熱 Hot/wing cycle		
冷卻系統 Refrigeration system		全密封式壓縮機單階段式 Single stage, hermetic compressor	全密封式壓縮機二階段式 Hermetic compressor, cascade refrigeration system
冷劑 Refrigerant	環保冷劑 With environmental protection		
內箱及外箱 Inner chamber/grip	不鏽鋼 Stainless steel		
有效行程 (含AA-4-L型箱) Effective stroke (include AA-4-L grip)	510mm (可修改訂製 or customization)		
壓縮機設計 Compressor meter	選擇配製 U3/A is optional		
內箱體量 Interior dimension(WxDxH)	22 x 28 x 80 cm (可修改訂製 or customization)		
總體 Dimension(WxDxH)	35 x 225 x 170 cm		
電壓 Power	1ϕ, AC220V, 15A, 50Hz/60Hz 視需求而定 specify	1ϕ, AC220V, 15A, 50Hz/60Hz 視需求而定 specify	1ϕ, AC220V, 25A, 50Hz/60Hz 視需求而定 specify

型號 Model	GT-7001-HCA	GT-7001-HCA	GT-7001-HCB
控溫方式 Temp. control	平衡罐濕熱箱 PID方式控溫 Balancing system with PID control		
溫度控制系統 Temp. controller	選擇配製人機界面 Controller (man-machine interface) is optional		
溫度範圍 Temp. range	-10°C~150°C / -10°C~250°C (視需求而定 optional)	-60°C~150°C / -60°C~250°C (視需求而定 optional)	-80°C~200°C
溫度精度 Temp. accuracy	±1°C		
升溫速度 Heating speed	RT~250°C:30min / RT~250°C:35min	RT~150°C:30min / RT~250°C:35min	RT~250°C:30min
降溫速度 Cooling speed	RT~-30°C:30min	RT~-60°C:30min	RT~-80°C:30min
加熱方式 Heating mode	平衡罐濕熱 Hot/wing cycle		
冷卻系統 Refrigeration system	全密封式壓縮機單階段式 Single stage, hermetic compressor	全密封式壓縮機二階段式 Hermetic compressor, cascade refrigeration system	液態氮製冷 Liquid nitrogen refrigeration system
冷劑 Refrigerant	環保冷劑 With environmental protection		
內箱及外箱 Inner chamber/grip	不鏽鋼 Stainless steel		
有效行程 (含AA-4-L型箱) Effective stroke (include AA-4-L grip)	310mm (可修改訂製 or customization)		
壓縮機設計 Compressor meter	選擇配製 U3/A is optional		
內箱體量 Interior dimension(WxDxH)	22 x 28 x 60 cm (可修改訂製 or customization)		
總體 Dimension(WxDxH)	35 x 225 x 170 cm		
電壓 Power	1ϕ, AC220V, 15A, 50Hz/60Hz 視需求而定 specify	1ϕ, AC220V, 15A, 50Hz/60Hz 視需求而定 specify	1ϕ, AC220V, 15A, 50Hz/60Hz 視需求而定 specify

■ 有效行程與有效溫度範圍、有效容、有效材料、有效量、溫度、本公司標準的溫度與有效行程之選擇。

■ The optional such as the different grip, elongation measuring devices, etc. are equipped according to the requirements specified in the contract, our sales representatives will also give the proper suggestions to our customer for reference.



創於1978年
高錕科技股份有限公司
 GOTECH TESTING MACHINES INC.
 地址：台中市工業區24號23號
 二樓 台中分公司 24233號
 TEL: 04-23580004 FAX: 04-23581004
 網址: www.gotech.biz E-mail: gt123@gotech.biz

高錕檢測儀器(東莞)有限公司
 GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.
 地址：廣東省東莞市城區北環路新科利興商務中心319號
 TEL: 0769-22088906 22400094 FAX: 0769-22400029
 E-mail: gt-d120@gotech.biz 手機: 13826837390

高特威靈檢測儀器(青島)有限公司
 GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.
 地址：青島市市北區威海路52號青島大學(四方分校)808
 TEL: 0532-85931956 85931967 FAX: 0532-85931958
 E-mail: gt-q101@gotech.biz 手機: 13768921621