

HN-64 全自动氮吹仪





HN-64 全自动氮吹仪

相比于传统圆盘式水浴氮吹仪,全自动氮吹仪可同时8通道并可选不同位数不同浓缩体积样品架,浓缩时氮吹针随样品液面自动下降,具备样品批次处理能力强、处理平行性好、浓缩效率高等优势。仪器可实时显示水浴温度、氮吹压力、针下降速度、浓缩时间等状态信息,操作简单便捷。

应用领域



主要功能和特点

高通量

- 最多支持8通道选配64位样品、32位样品等不同位数同时进行浓缩；
- 可与固相萃取仪联用，处理通量高、提升实验效率；
- 每个氮吹通道可独立控制，独特的气路设计保证每个出气口压力均匀一致；
- 可设自动预热，支持自动延时氮吹和延时增压，全自动近干氮吹浓缩批量样品。

使用便捷

- 透明可视化设计，带照明功能，便于随时观察样品浓缩进程，直观清晰；
- 氮吹针液位追随功能，氮吹针升降速度可调，方便实用；
- 快插式氮吹针更换模式，可随时更换氮吹针位数、氮吹模式，配合不同样品架可选不同体积样品浓缩；
- 快插式排水设计，便于定期更换水浴用水。



HN-64 技术参数

功率	1600W
触摸屏	15.6寸高清彩色触屏
水浴温度	温度范围：室温-100℃，控温精度：±0.1℃
工作温度/湿度	15℃~35℃/45~80%
工作电压	AC 220V±10%，50/60Hz

证券简称:海能技术 证券代码:430476

咨询热线:400 888 7840

官方网站: www.sineo.cn

服务监督电话:400 006 5188



官方微信



官方网站

上海新仪

地址:上海市徐汇区钦州北路1122号
92幢6层
电话:021 54487840

新仪科学

地址:苏州工业园区金鸡湖大道99号
纳米城西北区9栋301
电话:0512 87163115

海能技术

地址:济南市经十路7000号汉峪金谷
A3-1栋4层
电话:0531 88874444

山东海能科学仪器

地址:山东省德州市临邑花园东大街16号
电话:0531 88874444

郑州海能

地址:郑州市金水区东风东路18号
金城国际广场6号楼1单元1002室
电话:0371 55056876

南京海能

地址:江苏省南京市秦淮区中山东路
218号长安国际1405室
电话:025 85664446

武汉海能

地址:武汉市洪山区珞狮路312号
湖北农业科技楼10楼1006室
电话:027 87186861

G.A.S.

地址:山东省德州市临邑花园东大街16号
电话:0531 88874444

悟空仪器

地址:上海市松江区新桥镇新格路9300号
电话:400 618 6188

海森仪器

地址:山东省济南市高新区汉峪金谷
A3-1栋402-A
电话:0531 88980078