

SINEO 新仪

HASE-06

快速溶剂萃取仪



HASE-06

快速溶剂萃取仪



与索氏提取、超声提取等传统样品提取方式相比，快速溶剂萃取仪利用高温高压条件，同时对6个固体或半固体样品进行快速萃取，减少提取用时和溶剂用量，提高实验效率。

仪器采用图形化的萃取流程界面设计，可实时显示温度和压力监控曲线，操作简单便捷；多种不同规格的萃取罐和收集瓶可供搭配使用，以应对不同的样品提取需求。

应用领域



主要功能和特点

高效

- 六个通道同时并联使用,支持分组通道独立控制,提高萃取实验处理效率;
- 立体环绕式加热设计,加热效率高、样品受热均匀;
- 具备预加热功能,5min内可升温至125℃以上,提升实验效率。

便捷

- 实时显示温度、压力、仪器运行状态等参数;
- 可随时查询使用日志,并可U盘导出详细运行记录;
- 透明可视化设计,便于随时观察样品萃取情况,直观清晰。

智能

- 溶剂管理系统:支持4种溶剂按任意比例混合,溶剂管路经过独特的防腐钝化处理,耐受不同的稀酸及有机溶剂;
- 具备智能泄漏检测及智能堵塞判断功能,当检测到异常时仪器自动暂停该通道运行,不会影响其他萃取通道正常工作;

兼容性强

- 50mL-250mL多种规格收集瓶可供选择,无需转移样品,可与平行浓缩仪配套使用;
- 兼容10-120mL的萃取罐装填样品,以应对不同样品的实验需求。

HASE-06 技术参数

功率	2000W
触摸屏	10.1寸高清彩色触屏
萃取温度	温度范围: 室温-200℃, 控温精度: ±1℃
萃取压力	压力范围: 0-20Mpa, 控压精度: ±0.5Mpa
安全防护	具备超温、超压、防泄漏等多重安全防护报警装置
排风系统	配备强力排风装置
工作温度/湿度	15℃~40℃/20~80%
工作电压	AC 220V±10%, 50/60Hz

证券简称:海能技术 证券代码:430476
咨询热线:400 888 7840
官方网站: www.sineo.cn
服务监督电话:400 006 5188



官方微信



官方网站

上海新仪
地址:上海市徐汇区钦州北路1122号
92幢6层
电话:021 54487840

新仪科学
地址:苏州工业园区金鸡湖大道99号
纳米城西北区9栋301
电话:0512 87163115

海能技术
地址:济南市经十路7000号汉峪金谷
A3-1栋4层
电话:0531 88874444

山东海能科学仪器
地址:山东省德州市临邑花园东大街16号
电话:0531 88874444

郑州海能
地址:郑州市金水区东风东路18号
金城国际广场6号楼1单元1002室
电话:0371 55056876

南京海能
地址:江苏省南京市秦淮区中山东路
218号长安国际1405室
电话:025 85664446

武汉海能
地址:武汉市洪山区珞狮路312号
湖北农业科技楼10楼1006室
电话:027 87186861

G.A.S.
地址:山东省德州市临邑花园东大街16号
电话:0531 88874444

悟空仪器
地址:上海市松江区新桥镇新格路9300号
电话:400 618 6188

海森仪器
地址:山东省济南市高新区汉峪金谷
A3-1栋402-A
电话:0531 88980078