

MFV-12 平行浓缩仪





MFV-12 平行浓缩仪

仪器具备氮吹角度自动调整功能,在保证样品回收率和平行性的同时,进阶实现智能化、高效化。仪器采用15.6寸高清触屏控制,氮吹角度和氮吹压力通过程序自动调整,每个通道均可独立控制并配备独立液位传感器实现精确定容,并提供多种工作模式以满足不同的浓缩需求。

应用领域



主要功能和特点

- 可同时浓缩12个样品,每个通道可独立控制并配有独立液位传感器,可自动判定浓缩终点,整个浓缩过程无需人工值守;
- 兼容大小体积样品处理,浓缩杯体积150-250mL可选,可与快速溶剂萃取仪配套使用;
- 上机盖被打开后,自动停止氮吹,可以随时取出或新增浓缩杯,而不会影响到其他正在浓缩的样品;
- 三面可视玻璃窗设计,并配备智能声光显示系统,根据不同的运行状态显示不同颜色灯光,方便用户随时观察浓缩状态;
- 图形化界面直观显示,可随时修改和保存浓缩方法,一键调用预设方法,确保操作的重现性;
- 具备定容模式、定时模式、混合模式和手动模式供用户选择,满足不同的应用需求。

MFV-12技术参数

功率	2200W
触摸屏	15.6寸高清彩色触屏
温度控制	温度范围: 室温-100°C, 控温精度: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
压力控制	控制范围: 1-72.5psi, 控压精度: $\pm 0.5\text{psi}$
氮吹系统	角度范围: 0-90度, 涡旋式吹扫和程序升压双氮吹模式
定容体积	0.5mL/1mL可选
工作温度/湿度	15°C~35°C/45~80%
工作电压	AC 220V $\pm 10\%$, 50/60Hz

证券简称:海能技术 证券代码:430476

咨询热线:400 888 7840

官方网站: www.sineo.cn

服务监督电话:400 006 5188



官方微信



官方网站

上海新仪

地址:上海市徐汇区钦州北路1122号
92幢6层
电话:021 54487840

新仪科学

地址:苏州工业园区金鸡湖大道99号
纳米城西北区9栋301
电话:0512 87163115

海能技术

地址:济南市经十路7000号汉峪金谷
A3-1栋4层
电话:0531 88874444

山东海能科学仪器

地址:山东省德州市临邑花园东大街16号
电话:0531 88874444

郑州海能

地址:郑州市金水区东风东路18号
金城国际广场6号楼1单元1002室
电话:0371 55056876

南京海能

地址:江苏省南京市秦淮区中山东路
218号长安国际1405室
电话:025 85664446

武汉海能

地址:武汉市洪山区珞狮路312号
湖北农业科技楼10楼1006室
电话:027 87186861

G.A.S.

地址:山东省德州市临邑花园东大街16号
电话:0531 88874444

悟空仪器

地址:上海市松江区新桥镇新格路9300号
电话:400 618 6188

海森仪器

地址:山东省济南市高新区汉峪金谷
A3-1栋402-A
电话:0531 88980078

白小白

地址:山东省德州市临邑花园东大街16号
电话:010-60202899