

testo 205

坚固的食品用插入式pH/ 测量仪，具有自动温度补偿功能。浸入式探头可更换，保护隔膜能够确保探头免受污浊物的干扰。

- 浸入式探头，含温度探头
- 用户可更换探头尖端
- 凝胶电极免保养
- 背光显示屏
- 声音反馈键
- 2 行显示
- 自动识别满量程
- 可作1点、2点或 3点标定



pH 探头，由防破裂塑料制成



熟化处理中的持续质量监控

仪器套装

单手持的pH/ 测量仪，带浸入式探头，存储帽和支架

订货号 0563 2051

¥1789

入门级套装

单手持的pH/ 测量仪，配浸入式探头和存储帽，带250ml pH4+7 标定液、支架和铝制仪器箱

订货号 0563 2052

¥2899

选件

订货号

备用pH探头，适用于testo 205，包括凝胶存储帽	0650 2051
存储帽，内注KCl凝胶，适用于testo 205	0554 2051
铝制仪器箱，存放pH计testo 205/206和选件	0554 2069

技术数据

传感器	pH电极	NTC
量程	0 ~ 14pH	0 ~ +60 (短期达80 , 5分钟)
精度	±0.02pH	±0.4
分辨力	0.01pH	0.1
存放温度	-20 ~ +70	操作温度 0 ~ +50

testo 206 pH1

该款 pH 计，适用于快速检测液体物质，pH 浸入式探头和温度探头合二为一，设计独特。

- 凝胶电极无需保养
- 内置温度探头
- 可作1点、2点或3点标定

德图的 pH 探头具有防泄漏、免保养和坚固耐用的特点。探头的凝胶电极容量大，且带有双层隔膜，确保了探头不受污浊物质的影响。

testo 206-pH1 仪器套装

单手持的 pH/ 测量仪，配适用于液体物质的 pH1 探头，凝胶存储帽，带保护软套和支架

订货号 0563 2061 **¥899**

testo 206-pH1 入门级套装

单手持的 pH/ 测量仪，配适用于液体物质的 pH1 探头，凝胶存储帽，带 250ml pH4+7 标定液、保护软套、支架和铝制仪器箱

订货号 0563 2065 **¥1999**

选项	订货号
备用pH1探头，适用于testo 206，包括凝胶存储帽	0650 2061
存储帽，内注KCl凝胶，适用于testo 206	0554 2067
pH缓冲液4.01，剂量瓶装(250ml)	0554 2061
pH缓冲液7.00，剂量瓶(250ml)	0554 2063

pH1 探头，测量液体

保护软套 (附件)

快速检测果汁的 pH 值

技术数据		
传感器	pH电极	NTC
量程	0 ~ 14pH	0 ~ +60 (短期达80 , 5分钟)
精度	±0.02pH	±0.4
分辨力	0.01pH	0.1
存放温度	-20 ~ +70	工作温度 0 ~ +60
补偿功能	自动温度补偿	
测量速率	2次/s	
电池寿命	80h(10分钟自动关机)	尺寸 197 x 33 x 20mm

testo 206 pH2

该款 pH 计，适用于现场检测半固态物质，比如果冻、奶油、肉类、奶酪和水果等。配带保护软套，防水等级IP68，防水、卫生又可清洗。

- 可检测富含蛋白质的食品
- pH 浸入式探头和温度探头合二为一
- 自动识别满量程

testo 206-pH2 仪器套装

单手持的pH/ 测量仪，配适用于半固态物质的pH2 探头，凝胶存储帽，带保护软套和支架

订货号 0563 2062

¥1599

testo 206-pH2 入门级套装


单手持的pH/ 测量仪，配适用于液体物质的pH2 探头，凝胶存储帽，带250ml pH4+7 标定液、保护软套、支架和铝制仪器箱

订货号 0563 2066

¥2499



pH2 探头，测量半固态物质



防泄漏凝胶

现场检测乳品的 pH 值

选件

订货号

备用pH2探头，适用于testo 206，包括凝胶存储帽

0650 2062

存储帽，内注KCl凝胶，适用于testo 206

0554 2067

pH缓冲液4.01，剂量瓶装(250ml)

0554 2061

pH缓冲液7.00，剂量瓶(250ml)

0554 2063