

Elcometer 139 胺腮红屏幕检测套装

Elcometer 139 胺腮红芯片屏幕检测套装是一种快速比色测试，其设计仅仅是用于在涂层表面使用棉签的快速而直接的胺腮红（氨基甲酸酯）鉴别。通过视觉上测试溶液颜色与控制样本的对比，胺腮红显现。

Elcometer 139确定胺腮红是否能在涂层表面显现。

**技术规格**

部件编号	产品描述
E139----C	胺腮红屏幕检测套装
尺寸	172 x 110 x 100mm (6.75 x 4.25 x 4.00") 重量 310g (10.9oz)
包装清单	20×1.0ml (0.035fl oz)聚苯乙烯采样试管缓冲溶液，1×试管稀释部分 A溶液，1×试管稀释B部分溶液，2×稀释移液器，3×测试A部分滴管瓶装，包括Ach-E粉末（冷冻干燥），3×测试B部分滴管瓶-包含ATC粉末（冷冻干燥），1×测试部分C滴管瓶-包含发色溶液，1×剪刀，一个可重复密封的废物处理塑料袋。一个用户指南

附件

T13923546	试管架
------------------	-----