

- 01 生化/菌苗培养箱
- 02 大型生化培养箱
- 03 生化/菌苗培养箱
- 04 低温培养箱
- 05 电热恒温培养箱
- 06 精密恒温培养箱
- 07 隔水式恒温培养箱
- 08 微生物培养箱
- 09 CO₂培养箱
- 17 光照培养箱/人工气候箱
- 21 光照培养箱/人工气候箱
- 22 恒温恒湿箱
- 24 恒温恒湿箱
- 25 回旋振荡器
- 27 恒温培养摇床
- 29 恒温振荡器
- 30 大型恒温振荡器
- 31 落地振荡器
- 32 摇瓶机
- 33 超低温冰箱
- 35 洁净工作台
- 37 生物安全柜
- 38 离心机
- 39 干燥箱
- 43 真空干燥箱
- 48 加热循环槽
- 51 恒温振荡水槽
- 54 油浴锅
- 55 恒温水槽与水浴锅
- 57 药品稳定性试验箱
- 63 步入式药品实验室
- 64 老化试验箱
- 64 热空气消毒箱
- 65 高低温(交变)试验箱
- 66 高低温(交变)湿热试验箱
- 67 紫外耐候气候试验箱
- 69 氙灯耐候气候试验箱
- 70 盐雾腐蚀试验箱
- 71 电阻炉
- 74 电阻炉
- 75 旋转蒸发器
- 78 循环水真空泵
- 79 耐腐蚀隔膜泵
- 80 循环冷却器
- 81 磁力搅拌器
- 83 磁力搅拌器
- 84 顶置电动搅拌器
- 85 氮吹仪
- 86 漩涡混合仪
- 87 多用途试管搅拌器
- 88 孵育器/金属浴
- 89 恒温金属浴
- 90 微孔板迷你离心机
- 91 均质分散机
- 93 粘度计
- 96 粘度计
- 97 控制器介绍
- 98 选配件介绍

回旋振荡器 ◆ 加热回旋振荡器

新一代回旋振荡器具有许多独特性能，这些独特的性能加之令人满意的表现和长时间的可靠运行，使回旋振荡器成为您可靠的选择。

用途概述

广泛应用于温度和振荡频率有较高要求的细菌培养、发酵、杂交、生物化学反应及酶和组织研究等。

产品特点

- 采用微电脑控制温度、频率和时间，内置断电保护功能，可在电源正常供电后自动恢复运转。
- 大屏幕液晶显示屏，可同时显示温度、频率和时间，菜单式操作界面，简单易懂。锁定式操作模式，防止误操作。
- 低散热无刷直流电机起动力矩大，宽调速、恒力矩和免保养。
- 用户可自行调节电机起动力矩，避免由于负载过大造成仪器无法运转。当振荡过于剧烈时，仪器会自动停止运行，启动和减速平稳。
- 多种专有摇架和夹具可供选择，摇架和夹具更换非常简便，大大提高了工作效率。
- 多段编程功能，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制和运行。(选配)

◆ 加热回旋振荡器

集振荡和加热平台于一体，适用于凝胶体的着色或去色和组合化学，适合既要快速加热又需要完全敞开的实验样品，进行回旋、振荡、混合和培养。具有加温速度快，温度范围广，最高温度可达到100℃以上，突破现有国内振荡器无法高温运行的缺陷。

◆ 托盘标配

多功能弹簧夹采用轻便、美观铝材制成，且便于拆卸，可放置烧瓶、试管、酶标板等。(可选配烧杯夹或托盘)



振荡器(小型) WSZ-10A



回旋振荡器(小型) WSZ-20A

选配件:(增加选配件交货期7天)

- 1、多段可编程控制器..... ¥ 1500元
 - 2、RS485接口和通讯软件..... ¥ 600元
- 注: RS485/232、打印机二选一

技术参数

型号	名称	回旋振荡器(小型)	回旋振荡器	往复振荡器	加热回旋振荡器
		技术指标	WSZ-10A WSZ-20A WSZ-50A	WSZ-100B WSZ-100A WSZ-200A	WSZ-100BR WSZ-100AR WSZ-200AR
电源		AC220V 50HZ			
振荡频率		40~250 rpm	40~300 rpm	40~250rpm	40~250 rpm
振幅		10mm/20mm/10mm	20mm	20mm (往复)	20mm
控制器		液晶控制器			
控温范围		—	—	—	RT+5~100℃
温度分辨率		—			0.1℃
输入功率		25W	60W		350W/400W
托盘尺寸 W×D (mm)		280×270 280×270 350×260	350×350 400×340 450×450		350×260 400×340
外部尺寸 W×D×H (mm)		300×375×185 300×375×185 370×375×185	420×495×230 420×495×230 490×605×230	420×495×230 420×495×230 490×605×230	—
定时范围		0~5999min			
标准配置		万能弹簧夹			
价格		RMB4390 RMB4390 RMB4390	RMB4990 RMB5090 RMB6490	RMB5190 RMB5390 RMB6890	RMB6990 RMB7690

注: 1、WSZ-10A/20A/100B/200A可选配: 通用夹具、培养瓶/皿(细胞)培养弹簧架、平盘(带胶垫)、烧瓶固定夹、试管架、粘垫。



加热回旋振荡器
HZQ-50H/HZQ-120H



回旋振荡器
WSZ-50A/WSZ-100A/WSZ-200A

